



Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

ClicLoc Abutment

	206050 ClicLoc T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm		206051 ClicLoc T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 3,5 mm		206052 ClicLoc T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 5 mm
	206060 ClicLoc T4®-switch / plus 4,8 GH 2 mm		206061 ClicLoc T4®-switch / plus 4,8 GH 3,5 mm		206062 ClicLoc T4®-switch / plus 4,8 GH 5 mm

Matritzen

	206071 Attachment Matritze schwarz T4®-switch / plus Abzugskrafttrange: 10 - 13 N		206072 Attachment Matritze klar T4®-switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 20,5 - 23,5 N		206073 Attachment Matritze pink T4®-switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 12,5 - 15,5 N
	206074 Attachment Matritze blau T4®-switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 7,5 - 10,5 N		206075 Attachment Matritze grün T4®-switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 23,5 - 27,5 N		206076 Attachment Matritze rot T4®-switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 5 - 8 N
	206077 Attachment Matritze orange T4®-switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 13 - 16,5 N		206078 Titan-Hülse verbaut mit Matritze schwarz T4®-switch / plus		

ClicLoc Instrumentarium

	206079 Block-out Ring T4®-switch / plus		206080 Abdruckpfosten verbaut mit Matritze schwarz T4®-switch / plus		206081 Laborimplantat für ClicLoc T4®-switch / plus
	206082 Matritzenset-1 T4®-switch / plus Divergenzausgleich < 20°		206083 Matritzenset-2 T4®-switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40°		206084 Universal-Einbringinstrument ClicLoc T4®-switch / plus
	206085 Einbringinstrument ClicLoc für WS T4®-switch / plus				