



# **T4<sup>®</sup>-switch plus**

Das innovative  
Implantatsystem.



## T4<sup>®</sup>-switch plus Das innovative Implantatsystem

Modernste Technik und Innovation vereint in einem bewusst übersichtlichen Implantatsystem – Lernen Sie unsere neue Produktlinie kennen!



**T4<sup>®</sup>-switch plus Implantate**



**T4<sup>®</sup>-switch plus  
Einheitschrauben**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus Chirurgische  
Bohrer und Gewindeschneider**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus  
Instrumentarium**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus  
Abdruckhilfen**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus Prothetik  
Profil**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus Prothetik  
ClicLoc**



**All-on T4<sup>®</sup>-switch / plus**



**T4<sup>®</sup>-switch / plus CAD-CAM**



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

### Implantate mit Ø 3,3 mm



201020A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 3,3 x 8 mm  
inkl. Verschlusschraube



201021A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 3,3 x 10 mm  
inkl. Verschlusschraube



201022A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 3,3 x 12 mm  
inkl. Verschlusschraube

### Implantate mit Ø 4,1 mm



201023A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,1 x 6 mm  
inkl. Verschlusschraube



201024A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,1 x 8 mm  
inkl. Verschlusschraube



201025A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,1 x 10 mm  
inkl. Verschlusschraube



201026A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,1 x 12 mm  
inkl. Verschlusschraube

### Implantate mit Ø 4,8 mm



201027A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,8 x 8 mm  
inkl. Verschlusschraube



201028A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,8 x 10 mm  
inkl. Verschlusschraube



201029A  
Implantat T4<sup>®</sup>-switch plus 4,8 x 12 mm  
inkl. Verschlusschraube



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

## Verschlusschraube und Gingivaformer für Ø 3,3 mm / 4,1 mm

	202001 Verschlusschraube T4®-switch / plus 3,3/4,1		202002 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm Ø 4 mm		202003 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 4 mm Ø 4 mm
	202004 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 6 mm Ø 4 mm		202005 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm Ø 5 mm		202006 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 4 mm Ø 5 mm
	202007 Gingivaformer T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 6 mm Ø 5 mm				

## Verschlusschraube und Gingivaformer für Ø 4,8 mm

	202008 Verschlusschraube T4®-switch / plus 4,8		202009 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 2 mm Ø 5 mm		202010 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 4 mm Ø 5 mm
	202011 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 6 mm Ø 5 mm		202012 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 2 mm Ø 6 mm		202013 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 4 mm Ø 6 mm
	202014 Gingivaformer T4®-switch / plus 4,8 GH 6 mm Ø 6 mm				



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil


Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

	<p>203001 Markierungsbohrer T4®-switch / plus</p>		<p>203002 Pilotbohrer T4®-switch / plus Ø 2 mm</p>
	<p>203003 Bettbohrer T4®-switch / plus Ø 2,8 mm</p>		<p>203004 Versenkbohrer T4®-switch / plus Ø 3,3 mm</p>
	<p>203005 Gewindeschneider T4®-switch / plus Ø 3,3 mm</p>		<p>203006 Bettbohrer T4®-switch / plus Ø 3,5 mm</p>
	<p>203007 Versenkbohrer T4®-switch / plus Ø 4,1 mm</p>		<p>203008 Gewindeschneider T4®-switch / plus Ø 4,1 mm</p>
	<p>203009 Bettbohrer T4®-switch / plus Ø 4,2 mm</p>		<p>203010 Versenkbohrer T4®-switch / plus Ø 4,8 mm</p>
	<p>203011 Gewindeschneider T4®-switch / plus Ø 4,8 mm</p>		









## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.















## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

	<p>205001A Abdruckpfosten T4®-switch / plus 3,3/4,1 offene Abformung inkl. Schraube</p>		<p>205002 Schraube für Abdruckpfosten T4®-switch / plus 3,3/4,1 offene Abformung</p>
	<p>205003A Abdruckpfosten T4®-switch / plus 3,3/4,1 geschlossene Abformung inkl. Schraube</p>		<p>205004 Schraube für Abdruckpfosten T4®-switch / plus 3,3/4,1 geschlossene Abformung</p>
	<p>205005 Laborimplantat T4®-switch / plus 3,3/4,1</p>		<p>205020A Abdruckpfosten T4®-switch / plus 4,8 offene Abformung inkl. Schraube</p>
	<p>205021 Schraube für Abdruckpfosten T4®-switch / plus 4,8 offene Abformung</p>		<p>205022A Abdruckpfosten T4®-switch / plus 4,8 geschlossene Abformung inkl. Schraube</p>
	<p>205023 Schraube für Abdruckpfosten T4®-switch / plus 4,8 geschlossene Abformung</p>		<p>205024 Laborimplantat T4®-switch / plus 4,8</p>















## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

	<p>206001A Universal-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 inkl. Schraube</p>		<p>206002 Abutmentschraube T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1</p>
	<p>206003A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 20° Ecke inkl. Schraube</p>		<p>206004A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 20° Fläche inkl. Schraube</p>
	<p>206005A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm Ø 4 mm inkl. Schraube</p>		<p>206006A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm Ø 5 mm inkl. Schraube</p>
	<p>206020A Universal-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 inkl. Schraube</p>		<p>206021 Abutmentschraube T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8</p>
	<p>206022A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 20° Ecke inkl. Schraube</p>		<p>206023A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 20° Fläche inkl. Schraube</p>
	<p>206024A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 GH 2 mm Ø 5 mm inkl. Schraube</p>		<p>206025A Profil-Abutment T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 GH 2 mm Ø 6 mm inkl. Schraube</p>





## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

## ClicLoc Abutment


	206050 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 3,3/4,1 GH 2 mm		206051 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 3,3/4,1 GH 3,5 mm		206052 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 3,3/4,1 GH 5 mm
	206060 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 4,8 GH 2 mm		206061 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 4,8 GH 3,5 mm		206062 ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus 4,8 GH 5 mm

## Matritzen

	206071 Attachment Matritze schwarz T4 <sup>®</sup> -switch / plus Abzugskrafttrange: 10 - 13 N		206072 Attachment Matritze klar T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 20,5 - 23,5 N		206073 Attachment Matritze pink T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 12,5 - 15,5 N
	206074 Attachment Matritze blau T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich < 20° Abzugskrafttrange: 7,5 - 10,5 N		206075 Attachment Matritze grün T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 23,5 - 27,5 N		206076 Attachment Matritze rot T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 5 - 8 N
	206077 Attachment Matritze orange T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40° Abzugskrafttrange: 13 - 16,5 N		206078 Titan-Hülse verbaut mit Matritze schwarz T4 <sup>®</sup> -switch / plus		

## ClicLoc Instrumentarium

	206079 Block-out Ring T4 <sup>®</sup> -switch / plus		206080 Abdruckpfosten verbaut mit Matritze schwarz T4 <sup>®</sup> -switch / plus		206081 Laborimplantat für ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus
	206082 Matritzenset-1 T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich < 20°		206083 Matritzenset-2 T4 <sup>®</sup> -switch / plus Divergenzausgleich 20° - 40°		206084 Universal-Einbringinstrument ClicLoc T4 <sup>®</sup> -switch / plus
	206085 Einbringinstrument ClicLoc für WS T4 <sup>®</sup> -switch / plus				



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.

### All-on-T4®-Abutment

	207001 0°- Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 1,5 mm		207002A 20°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 1,5 mm inkl. Schraube		207003A 30°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 1,5 mm inkl. Schraube
	207004 0°- Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 3 mm		207005A 20°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 3 mm inkl. Schraube		207006A 30°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1 GH 3 mm inkl. Schraube
	207009 Abutmentschraube All-on-T4®-switch / plus 3,3/4,1		207010 0°- Abutment All-on-T4®-switch / plus 4,8 GH 1,5 mm		207011A 30°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 4,8 GH 1,5 mm inkl. Schraube
	207012 0°- Abutment All-on-T4®-switch / plus 4,8 GH 3 mm		207013A 30°-Abutment All-on-T4®-switch / plus 4,8 GH 3 mm inkl. Schraube		207019 Abutmentschraube All-on-T4®-switch / plus 4,8

### All-on-T4®-Instrumentarium

	207020 Okklusalschraube All-on-T4®-switch / plus		207030A Abdruckkappe All-on-T4®-switch / plus inkl. Schraube		207031 Schraube für Abdruckkappe All-on-T4®-switch / plus
	207035 Laborimplantat All-on-T4®-switch / plus		207036A Gingivahülse All-on-T4®-switch / plus inkl. Schraube		207037A Scankappe All-on-T4®-switch / plus inkl. Schraube
	207050 Bohrhilfe All-on-T4®-switch / plus		207051A Brückenadapter Titan All-on-T4®-switch / plus inkl. Schraube		207052A Brückenadapter ausbrennbar All-on-T4®-switch / plus inkl. Schraube



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil

Produkte der violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der violetten Linie.

Produkte der schwarz violetten Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der schwarz violetten Linie.

Produkte der blauen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der blauen Linie.

Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden.



208001A  
CAD-CAM Klebebasis T4®-switch / plus 3,3/4,1  
inkl. Schraube, Ø Teller 3,9 mm



208002A  
CAD-CAM Klebebasis T4®-switch / plus 3,3/4,1  
inkl. Schraube, Ø Teller 4,5 mm



206002  
Abutmentschraube T4®-switch / plus 3,3/4,1



208003A  
Scan Body T4®-switch / plus 3,3/4,1  
inkl. Schraube



208010A  
CAD-CAM Klebebasis T4®-switch / plus 4,8  
inkl. Schraube, Ø Teller 5,1 mm



206021  
Abutmentschraube T4®-switch / plus 4,8



208011A  
Scan Body T4®-switch / plus 4,8  
inkl. Schraube



**TA-Dent GmbH**  
**T4 Implantatsystem**

Moltkestraße 78  
77654 Offenburg

Telefon: +49 (0) 781 919 53 24  
Fax: +49 (0) 781 919 54 27  
E-Mail: [beck@ta-dent.com](mailto:beck@ta-dent.com)