



## Unser Farbleitsystem – Ihr Vorteil | *Our colour-coded system – Your benefit*

Produkte der jeweiligen farbigen Linie sind flexibel miteinander kombinierbar. Das passende Instrumentarium finden Sie ebenfalls in der gleichen Linie.  
*Products of the respective coloured line can be flexibly combined with each other. You will also find the compatible instruments in the same line.*


Produkte der grauen Linie lassen sich universell mit allen Linien verwenden. | *Products of the grey line can be used universally with all lines.*

## ClicLoc Abutment | *ClicLoc Abutment*


	<p><b>206050</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 (inkl. Implantat 4,8 x 6 mm) GH 2 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3.3/4.1 (incl. implant 4.8 x 6 mm) GH 2 mm</i></p>		<p><b>206051</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 (inkl. Implantat 4,8 x 6 mm) GH 3,5 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3.3/4.1 (incl. implant 4.8 x 6 mm) GH 3.5 mm</i></p>
	<p><b>206052</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3,3/4,1 (inkl. Implantat 4,8 x 6 mm) GH 5 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 3.3/4.1 (incl. implant 4.8 x 6 mm) GH 5 mm</i></p>		<p><b>206060</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 GH 2 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4.8 GH 2 mm</i></p>
	<p><b>206061</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 GH 3,5 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4.8 GH 3.5 mm</i></p>		<p><b>206062</b></p> <p>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4,8 GH 5 mm <i>ClicLoc T4<sup>®</sup>-switch / plus 4.8 GH 5 mm</i></p>

## Matritzen | *Attachment Matrix*


	<p><b>206071</b></p> <p>Attachment Matritze schwarz T4<sup>®</sup>-switch / plus (VE = 4) Abzugskrafttrange: 10 – 13 N <i>Attachment Matrix black T4<sup>®</sup>-switch / plus (SP = 4) reinforced retention: 10 – 13 N</i></p>		<p><b>206072</b></p> <p>Attachment Matritze klar T4<sup>®</sup>-switch / plus (VE = 4) Divergenzausgleich: &lt; 20° Abzugskrafttrange: 20,5 – 23,5 N <i>Attachment Matrix clear T4<sup>®</sup>-switch / plus (SP = 4) divergence compensation: &lt; 20° reinforced retention: 20.5 – 23.5 N</i></p>
	<p><b>206073</b></p> <p>Attachment Matritze pink T4<sup>®</sup>-switch / plus (VE = 4) Divergenzausgleich: &lt; 20° Abzugskrafttrange: 12,5 – 15,5 N <i>Attachment Matrix pink T4<sup>®</sup>-switch / plus (SP = 4) divergence compensation: &lt; 20° reinforced retention: 12.5 – 15.5 N</i></p>		<p><b>206074</b></p> <p>Attachment Matritze blau T4<sup>®</sup>-switch / plus (VE = 4) Divergenzausgleich: &lt; 20° Abzugskrafttrange: 7,5 – 10,5 N <i>Attachment Matrix blue T4<sup>®</sup>-switch / plus (SP = 4) divergence compensation: &lt; 20° reinforced retention: 7.5 – 10.5 N</i></p>




**206075**  
Attachment Matritze grün T4®-switch / plus (VE = 4)  
Divergenzausgleich: 20 – 40°  
Abzugskrafttrange: 23,5 – 27,5 N  
*Attachment Matrix green T4®-switch / plus (SP = 4)*  
*divergence compensation: 20 – 40°*  
*reinforced retention: 23.5 – 27.5 N*



**206076**  
Attachment Matritze rot T4®-switch / plus (VE = 4)  
Divergenzausgleich: 20 – 40°  
Abzugskrafttrange: 5 – 8 N  
*Attachment Matrix red T4®-switch / plus (SP = 4)*  
*divergence compensation: 20 – 40°*  
*reinforced retention: 5 – 8 N*




**206077**  
Attachment Matritze orange T4®-switch / plus (VE = 4)  
Divergenzausgleich: 20 – 40°  
Abzugskrafttrange: 13 – 16,5 N  
*Attachment Matrix orange T4®-switch / plus (SP = 4)*  
*divergence compensation: 20 – 40°*  
*reinforced retention: 13 – 16.5 N*




**206078**  
Titan-Hülse verbaut mit Matritze schwarz T4®-switch / plus  
*Titanium-Sleeve incl. Matrix black T4®-switch / plus*


## ClicLoc Instrumentarium | *ClicLoc Instrumentarium*




**206079**  
Block-out Ring T4®-switch / plus (VE = 4)  
*Block-out Ring T4®-switch / plus (SP = 4)*




**206080**  
Abdruckpfosten verbaut mit Matritze schwarz T4®-switch / plus  
*Impression post incl. Matrix black T4®-switch / plus*




**206081**  
Laborimplantat für ClicLoc T4®-switch / plus  
*Implant analog ClicLoc T4®-switch / plus*




**206082**  
Matrizzenset-1 T4®-switch / plus inkl. Block-out-Ring  
Divergenzausgleich: < 20°  
*Matrix Set-1 T4®-switch / plus incl. Block-out-Ring*  
*divergence compensation: < 20°*



**206083**  
Matrizzenset-2 T4®-switch / plus inkl. Block-out-Ring  
Divergenzausgleich: 20 – 40°  
*Matrix Set-2 T4®-switch / plus incl. Block-out-Ring*  
*divergence compensation: 20 – 40°*



**206084**  
Universal-Einbringinstrument ClicLoc T4®-switch / plus  
*Universaltool ClicLoc T4®-switch / plus*



**206085**  
Einbringinstrument ClicLoc für WS T4®-switch / plus  
*Tool ClicLoc for HP T4®-switch / plus*